

Commandes de matériel : 1 semaine sur 2 (semaines impaires). Apporter le panier à partir du lundi de la semaine impaire.
Ne pas trop STOCKER dans les services. Attention aux dates de péremption.

NOM DU PRODUIT	VOLUME	CONDITIONNEMENT	FOURNISSEUR	REFERENCE
<u>1 – MATERIEL DE PONCTION</u>				
➤ <u>SANG VEINEUX</u>				
 - UPA* sécurité VERTE – 19mm – 8/10 (Safety lok : 21G 3/4'')	-	1 x 50	BD	367282
 - UPA* sécurité BLEUE – 19mm – 6/10 (Safety lok : 23G 3/4'')	-	1 x 50	BD	367284
 - AIGUILLES ECLIPSE VERT – 32mm – 8/10 (21G 1-1/4'')	-	1 x 48	BD	368609
 - AIGUILLES ECLIPSE NOIR – 32mm – 7/10 (22G 1-1/4'')	-	1 x 48	BD	368610
 - CORPS DE PRELVT BLANC A USAGE UNIQUE	-	1 x 250	BD	364815

<p> - ADAPTATEURS STERILES</p>	-	1 x 100	BD	367300
<p>➤ <u>SANG CAPILLAIRE</u></p>				
<p> - Lancettes 2.0 mm X 1.5 mm</p>	-	1 x 200	BD	366594
<p>➤ <u>SANG ARTERIEL (GAZ DU SANG)</u></p>				
<p> - SERINGUES HEPARINEES GAZ DU SANG SECURISEES (BD Preset Eclipse)</p>	3 ml	1 x 200	BD	364391
<p> - SERINGUES GAZ DU SANG NON SECURISEES</p>	3ml	1 x 200	SIEMENS	05150149

NOM DU PRODUIT	VOLUME	CONDITIONNEMENT	FOURNISSEUR	REFERENCE
<u>2 – TUBES DE PRELEVEMENTS SANGUINS</u>				
➤ <u>TUBES ADULTES</u>				
 - Tube SEC avec GEL (SST GEL)	3.5 ml	1 x 100	BD	367957
 - Tube VERT hépariné lithium pst II avec GEL	3 ml	1 x 100	BD	367374
 - Tube EDTA-K2E (7.2 mg)	4 ml	1 x 100	BD	368861
 - Tube CITRATE-COAG (citrate de sodium, 9NC, 0.129 M-0.5 ml)	4.5 ml	1 x 100	BD	367704
 - Tube SEC sans GEL (Clot Activator Tube)	6 ml	1 x 100	BD	368815
 - Tube à VS (Séditainer) (10.25x120mm) 4 NC (citrate de sodium 0.105M- 1.26ml)	5 ml	1 x 100	BD	366674
 - Tube HEPARINE (héparine de Sodium 68 UI)	4 ml	1 x 100	BD	367869

 <p>- Tube FLUORE (fluorure de sodium : 10mg oxalate de potassium : 8mg)</p>	4 ml	1 x 100	BD	368921
 <p>- Tube de purge EST Z (pas d'additif)</p>	3 ml	1 x 100	BD	362725
<p>➤ <u>TUBES PEDIATRIQUES (macro méthode)</u></p>				
 <p>Translucide – Tube EDTA-K2E (3.6mg)</p>	2 ml	1 X 100	BD	368841
 <p>Translucide - Tube CITRATE COAG (citrate de sodium, 9NC, 0.129M)</p>	1.8 ml	1 X 100	BD	363097

NOM DU PRODUIT	VOLUME	CONDITIONNEMENT	FOURNISSEUR	REFERENCE
<p>➤ MICROTUBES-pédiatrie/urgences (micro méthode)</p>  <p>- MICROTUBE VERT (MICROTAINER PST LH Tubes)</p> <p>- MICROTUBE EDTA (MICROTAINER K2E Tubes)</p> <p>➤ TUBES SPECIAUX</p>  <p>- KIT QUANTIFERON</p>  <p>- KIT CHOC ANAPHYLACTIQUE</p>  <p>- Tube ROSE (K3E : 15%-Aprotinine-250 KIU)</p>	<p>600 µl</p> <p>500 µl</p> <p>5ml</p>	<p>1 x 50</p> <p>1 x 50</p> <p>A la demande : à venir chercher au laboratoire</p>	<p>BD</p> <p>BD</p> <p>CHU</p> <p>CHU</p> <p>CERBA</p>	<p>365986</p> <p>365975</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>361017</p>

 <p>- Tube Streck pour DPNI (dépistage des trisomies 13,18 et 21)</p>	10ml	A la demande : à venir chercher au laboratoire	CERBA	DPNI T21
<u>3 – HEMOCULTURES</u>				
 <p>- FLACONS AEROBIES (Bact/Alert FAPlus) - FLACONS ANAEROBIES (Bact/Alert FNPlus)</p>	Volume à prélever : 10ml	4 X 25 4 X 25	BIOMERIEUX	410851 vert 410852 orange
 <p>- FLACONS AEROBIES (Bact/Alert PFPlus) (pour la pédiatrie)</p>	Volume à prélever : 10ml	4 X 25	BIOMERIEUX	410853
 <p>- CORPS DE POMPE pour hémocultures (Vacuette Blood Culture Holder)</p>	-	3 x 50	BIOMERIEUX	450181

4 – TUBES URINES (ECBU)



- Tube borate (acide borique, borate de sodium, formate)

4 ml

1 x 100

BD

364958

5 – FLACONNAGE



- POT Stérile (Bactériologie, prélèvements divers)

40 ml

1 x 800

LABELIANS

FP40VS



- POT à ECBU (flacon stérile)

60 ml

1 x 500

LABELIANS

FP60URITSVS1



- POT à COPROCULTURE (flacon stérile)

150ml

1 x 200

LABELIANS

PC150BS



- POT pour selles de 24H (stéatorrhée, ...)

1 litre

1 x 80

LABELIANS

PS1LG

 <p>- POT à URINES des 24h (non stérile)</p>	2L	1 x 50	LABELIANS	F2000
 <p>- MONOVETTE (chimie urinaire) + EMBOUTS</p>	10ml -	1 x 512 1 x 512	STARSTED	10252
 <p>- PORTAGERM (flacons) (Bloc opératoire) (Bactériologie)</p>	5ml	1 x 10	BIOMERIEUX	41995

NOM DU PRODUIT	VOLUME	CONDITIONNEMENT	FOURNISSEUR	REFERENCE
<p><u>6 – MILIEUX DE TRANSPORT EN MICROBIOLOGIE (Routine)</u></p> <p> - ECOUVILLONS ESWAB ROSE (tige standard floquée nylon) + milieu de transport (liquid amies), (pus, écoulements, plaies, nez : recherches de virus, gorge : streptoA, vagin, rectum...)</p>	-	1 x 50	LABELIANS	ESWABR1
<p> - ECOUVILLONS ESWAB ORANGE (tige mini-pointe floquée nylon) + milieu de transport (liquid amies) (Urètre, œil, oreille, nez et gorge pour bébés et nourrissons...)</p>	-	1 x 50	LABELIANS	ESWABN1
<p> - <u>ECOUVILLON STUART GEL MSG-ETP BOUCHON BLEU</u> (Milieu Stuart gel + écouvillon standard tige plastique) (transport, conservation et prélèvements microbiologiques pour la culture des bactéries aérobies, anaérobies et bactéries exigeantes : pus, écoulements, plaies, vagin, rectum ...)</p>	-	1x50	LABELIANS	MSG-ETP
<p> - ECOUVILLONS FECAL SWAB VERT (selles pour coprocultures bactériennes)</p>	-	1 x 50	LABELIANS	FECALSWARBR

7 – MILIEUX DE TRANSPORT EN MICROBIOLOGIE
DEMANDES PONCTUELLES

- BROSSAGE BRONCHIQUE PROTEGE

1 ml

à la demande
2 tubes de sérum
physiologique stérile (si
recherche de légionelles,
eau distillée stérile)

Laboratoire
CH Falaise

-

- Recherche de Chlamydiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae par
PCR sur prélèvement génital



-

à la demande

Cerba

Hologic Kit
APTIMA
(endocervicaux et
uretraux)

-Recherche de Chlamydiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae par PCR sur

urines



-

à la demande

Cerba

Hologic Kit
APTIMA Urines



- Recherche mycoplasmes urogénitaux, milieu de transport A3
(congelé) + écouvillons aluminium rayonne à tige fine

-

à la demande

Cerba

Milieu A3 Eurobio
(PL20013)

MILIEU POUR RECHERCHE VIRUS / RT-PCR (COVID) et ou grippe



ECOUVILLONS ESWAB ROSE (ADULTE) ou ORANGE (enfant) (tige floquée nylon) + milieu de transport (liquid amies) : Recherche de VIRUS par PCR



ECOUVILLONS LMR Swab + tube CITOSWAB VTM (écouvillon naso-pharyngé en nylon floqué + milieu de transport spécifique VTM) : Recherche de VIRUS par PCR

Remarque : Le milieu de transport est rose ; ne pas utiliser s'il devient jaune ou change de couleur ou devient trouble



- Ecouvillon floqué (bleu) + Milieu de transport M4RT (Remel) pour recherche de Virus par PCR , Chlamydiae pneumoniae, mycoplasme pneumoniae par culture ou PCR.

-

1 X 50

LABELIANS

ESWABR1
ESWABN1

-

1 X 50

Plateforme UGAP

LMR19225VTM

à la demande (CERBA)

Cerba ou plateforme
ARS

Remel M4RT

CH FALAISE LABORATOIRE	CHOIX DES RECIPIENTS POUR ECHANTILLONS BIOLOGIQUES	Réf : HC2-INS01 Version : V6 Date : 29/08/2023 Page : 12/12
-----------------------------------	---	--

<u>8 - MATERIEL DE TRANSPORT DES PRELEVEMENTS</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Petits sachets MINIGRIP 80x120mm - Moyens sachets MINIGRIP 160x220mm - Grands sachets MINIGRIP 220x320mm - Sachets rouges doubles poches 200x300mm - Sachets bleus doubles poches 200 x 300 mm 	-	1 x 1000	LABELIANS	MG812
	-	1 x 1000	LABELIANS	MG1622
	-	1 x 1000	LABELIANS	MG2232
	-	1 x 1000	LABELIANS	SP2/13
	-	1 x 1000	LABELIANS	SP2/06
<ul style="list-style-type: none"> - Grands sacs blancs avec poignées (PE) 330x400mm 	Pour pots urines 24h ou prélèvements de grand volume (stéatorrhées, etc...)	1 x 50	LABELIANS	ST424

<p>Rédigé par : M. HAENEL / I. LEZE Modifié par C. BRULE Le: 07/07/2023</p> <p>Signature : </p> <p>Date de la version précédente : 29/10/2020 Motif de la modification : Sup microtube sec + Surlignage Surlignage</p>	<p>Vérifié par : G. GALLOU Le: 20/07/2023</p> <p>Signature : </p>	<p>Validé par : R BERENGER Le : 29/08/2023</p> <p>Signature : </p>
--	--	--