



Laboratoire de Biologie Médicale

## C1 - ENR 06 Version 5

# Critères d'acceptation des prélèvements

Type de Non-conformité ( <b>A tracer obligatoirement dans le SIL</b> )	Rejet de la demande ?	Actions à mener pour régulariser la demande
Absence identité du patient	<b>X</b>	Acceptation possible soumis à l'accord du Biologiste (dérogation) pour les liquides dits précieux type LCR, hémocultures, etc. Ou demander un nouveau prélèvement
Discordance identité entre demande et prélèvement	<b>X</b>	Acceptation possible soumis à l'accord du Biologiste avec remplissage du formulaire de régularisation d'identité par le préleveur (C1-ENR18) sinon rejeter la demande Un exemple : pour les prélèvements de bébé en cours de reconnaissance paternelle, régularisation possible de l'étiquetage des tubes par le service maternité Ou demander un nouveau prélèvement
Les 2 groupes sanguins pour un patient ont été réalisés sur un même prélèvement	<b>X</b>	1 seul groupe sera réalisé. Demander un 2 <sup>nd</sup> prélèvement à faire ultérieurement si nécessaire
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Absence de prélèvement (ou tube manquant/tube perdu)</li> <li>• Prélèvement inadéquat (erreur de tube, conditions de recueil non conforme, prélèvement effectué dans le mauvais contenant)</li> <li>• Tube mal rempli (pour l'hémostase)</li> <li>• Tube coagulé</li> <li>• Présence de caillot</li> </ul>	<b>X</b>	Demander un nouveau prélèvement
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quantité insuffisante pour réaliser tous les examens prescrits</li> </ul>	<b>X</b>	Demander au service quels examens sont à réaliser en priorité sur les autres examens selon la quantité du prélèvement Et demander un nouveau prélèvement pour les examens non réalisés
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prélèvement effectué côté perfusion</li> </ul>	<b>X</b>	Cette NC sera détectée lors de la vérification des résultats aberrants rendus par l'automate. Ne pas valider les résultats. Supprimer les examens dans le SIL. Et demander un nouveau prélèvement



## C1 - ENR 06 Version 5

### Critères d'acceptation des prélèvements

Type de Non-conformité ( <b>A tracer obligatoirement dans le SIL</b> )	Rejet de la demande ?	Actions à mener pour régulariser la demande
• Tubes surnuméraires		
Délai d'acheminement du prélèvement au LBM dépassé	<b>X</b>	Demander un nouveau prélèvement
Prélèvement souillé (cassé/renversé/hygiène non respectée)	<b>X</b>	Ne pas ouvrir le sachet. Demander un nouveau prélèvement
Contenant périmé*	<b>X</b>	Acceptation possible soumis à l'accord du Biologiste (dérogation) pour les liquides dits précieux type LCR, hémocultures, etc) Ou demander un nouveau prélèvement

\* la vérification des péremptions est possible seulement sur les prélèvements acheminés par les IDE externes (cf C3-INS06 « Gestion des boîtes pour prélèvements Externes »). La gestion des périmés est établie selon l'instruction K2-INS02 « Contrôle des dates de péremption »