



Commandes de matériel : 1 semaine sur 2 (semaines impaires). Apporter le panier à partir du lundi de la semaine impaire.
Ne pas trop STOCKER dans les services. Attention aux dates de péremption.

NOM DU PRODUIT	VOLUME	CONDITIONNEMENT	FOURNISSEUR	REFERENCE
<u>1 – MATERIEL DE PONCTION</u>				
➤ <u>SANG VEINEUX</u>  - UPA* sécurité VERTE – 19mm – 8/10 (Safety lok : 21G ¾’')	-	1 x 50	BD	367282
 - UPA* sécurité BLEUE – 19mm – 6/10 (Safety lok : 23G ¾’')	-	1 x 50	BD	367284
 - AIGUILLES ECLIPSE VERT – 32mm – 8/10 (21G 1-1/4’')	-	1 x 48	BD	368609
 - AIGUILLES ECLIPSE NOIR – 32mm – 7/10 (22G 1-1/4’')	-	1 x 48	BD	368610
 - CORPS DE PRELVT BLANC A USAGE UNIQUE	-	1 x 250	BD	364815



 - ADAPTATEURS STERILES	-	1 x 100	BD	367300
➤ <u>SANG CAPILLAIRE</u>  - Lancettes 2.0 mm X 1.5 mm	-	1 x 200	BD	366594
➤ <u>SANG ARTERIEL (GAZ DU SANG)</u>  - SERINGUES HEPARINEES GAZ DU SANG SECURISEES (BD Preset Eclipse)	3 ml	1 x 200	BD	364391
 - SERINGUES GAZ DU SANG NON SECURISEES	3ml	1 x 200	SIEMENS	05150149



NOM DU PRODUIT	VOLUME	CONDITIONNEMENT	FOURNISSEUR	REFERENCE
<u>2 – TUBES DE PRELEVEMENTS SANGUINS</u>				
➤ <u>TUBES ADULTES</u>				
 - Tube SEC avec GEL (SST GEL)	3.5 ml	1 x 100	BD	367957
 - Tube VERT hépariné lithium pst II avec GEL	3 ml	1 x 100	BD	367374
 - Tube EDTA-K2E (7.2 mg)	4 ml	1 x 100	BD	368861
 - Tube CITRATE-COAG (citrate de sodium, 9NC, 0.129 M-0.5 ml)	4.5 ml	1 x 100	BD	367704
 - Tube SEC sans GEL (Clot Activator Tube)	6 ml	1 x 100	BD	368815
 - Tube à VS (Séditainer) (10.25x120mm) 4 NC (citrate de sodium 0.105M- 1.26ml)	5 ml	1 x 100	BD	366674
 - Tube HEPARINE (héparine de Sodium 68 UI)	4 ml	1 x 100	BD	367869



 - Tube FLUORE (fluorure de sodium : 10mg oxalate de potassium : 8mg)	4 ml	1 x 100	BD	368921
 - Tube de purge EST Z (pas d'additif)	3 ml	1 x 100	BD	362725
➤ <u>TUBES PEDIATRIQUES (macro méthode)</u>				
 Translucide – Tube EDTA-K2E (3.6mg)	2 ml	1 X 100	BD	368841
 Translucide - Tube CITRATE COAG (citrate de sodium, 9NC, 0.129M)	1.8 ml	1 X 100	BD	363097



NOM DU PRODUIT	VOLUME	CONDITIONNEMENT	FOURNISSEUR	REFERENCE
➤ MICROTUBES-pédiatrie/urgences (micro méthode)  - MICROTUBE VERT (MICROTAINER PST LH Tubes)  - MICROTUBE EDTA (MICROTAINER K2E Tubes) ➤ <u>TUBES SPECIAUX</u>  - KIT QUANTIFERON  - KIT CHOC ANAPHYLACTIQUE  - Tube ROSE (K3E : 15%-Aprotinine-250 KIU)	600 µl 500 µl 5ml	1 x 50 1 x 50 A la demande : à venir chercher au laboratoire	BD BD CHU CHU CERBA	365986 365975 - - 361017

 - Tube Streck pour DPNI (dépistage des trisomies 13,18 et 21)				
	10ml	A la demande : à venir chercher au laboratoire	CERBA	DPNI T21
<u>3 – HEMOCULTURES</u>				
 - FLACONS AEROBIES (Bact/Alert FAPlus) - FLACONS ANAEROBIES (Bact/Alert FNPlus)	Volume à prélever : 10ml	4 X 25 4 X 25	BIOMERIEUX	410851 vert 410852 orange
 - FLACONS AEROBIES (Bact/Alert PFPlus) (pour la pédiatrie)	Volume à prélever : 10ml	4 X 25	BIOMERIEUX	410853
 - CORPS DE POMPE pour hémocultures (Vacurette Blood Culture Holder)	-	3 x 50	BIOMERIEUX	450181



4 – TUBES URINES (ECBU)



- Tube borate (acide borique, borate de sodium, formate)

4 ml

1 x 100

BD

364958

5 – FLACONNAGE

- POT Stérile (Bactériologie, prélèvements divers)



40 ml

1 x 800

LABELIANS

FP40VS



- POT à ECBU (flacon stérile)

60 ml

1 x 500

LABELIANS

FP60URITSVS1



- POT à COPROCULTURE (flacon stérile)


150ml

1 x 200

LABELIANS

PC150BS



 - POT pour selles de 24H (stéatorrhée, ...)	1 litre	1 x 80	LABELIANS	PS1LG
 - POT à URINES des 24h (non stérile)	2L	1 x 50	LABELIANS	F2000
 - MONOVETTE (chimie urinaire) + EMBOUTS	10ml -	1 x 512 1 x 512	STARSTED	10252
 - PORTAGERM (flacons) (Bloc opératoire) (Bactériologie)	5ml	1 x 10	BIOMERIEUX	41995



NOM DU PRODUIT	VOLUME	CONDITIONNEMENT	FOURNISSEUR	REFERENCE
<u>6 – MILIEUX DE TRANSPORT EN MICROBIOLOGIE (Routine)</u>  - ECOUVILLONS ESWAB ROSE (tige standard floquée nylon) + milieu de transport (liquid amies), (pus, écoulements, plaies, nez : recherches de virus, gorge : streptoA, vagin, rectum...)  - ECOUVILLONS ESWAB ORANGE (tige mini-pointe floquée nylon) + milieu de transport (liquid amies) (Urètre, œil, oreille, nez et gorge pour bébés et nourrissons...)  - <u>ECOUVILLON STUART GEL MSG-ETP BOUCHON BLEU</u> (Milieu Stuart gel + écouvillon standard tige plastique) (transport, conservation et prélèvements microbiologiques pour la culture des bactéries aérobies, anaérobies et bactéries exigeantes : pus, écoulements, plaies, vagin, rectum ...)	-	1 x 50	LABELIANS	ESWABR1
	-	1 x 50	LABELIANS	ESWABN1
	-	1x50	LABELIANS	MSG-ETP



- ECOUVILLONS FECAL SWAB VERT (selles pour coprocultures bactériennes)

1 x 50

LABELIANS

FECALSWARBR

7 – MILIEUX DE TRANSPORT EN MICROBIOLOGIE
DEMANDES PONCTUELLES

- BROSSAGE BRONCHIQUE PROTEGE

1 ml

à la demande
2 tubes de sérum
physiologique stérile (si
recherche de légionelles,
eau distillée stérile)

Laboratoire
CH Falaise

-

- Recherche de Chlamydiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae par
PCR sur prélèvement génital



-

à la demande

Cerba

Hologic Kit
APTIMA
(endocervicaux et
uretraux)

-Recherche de Chlamydiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae par PCR sur



urines

-

à la demande

Cerba

Hologic Kit
APTIMA Urines

-

à la demande

Cerba



 - Recherche mycoplasmes urogénitaux, milieu de transport A3 (congelé) + écouvillons aluminium rayonne à tige fine				Milieu A3 Eurobio (PL20013)
<u>MILIEU POUR RECHERCHE VIRUS / RT-PCR (COVID) et ou grippe</u>	-	1 X 50	LABELIANS	ESWABR1 ESWABN1
 ECOUVILLONS ESWAB ROSE (ADULTE) ou ORANGE (enfant) (tige floquée nylon) + milieu de transport (liquid amies) : Recherche de VIRUS par PCR  ECOUVILLONS LMR Swab + tube CITOSWAB VTM (écouvillon naso-pharyngé en nylon floqué + milieu de transport spécifique VTM) : Recherche de VIRUS par PCR	-	1 X 50	Plateforme UGAP	LMR19225VTM



Remarque : Le milieu de transport est rose ; ne pas utiliser s'il devient jaune ou change de couleur ou devient trouble



- Ecouvillon floqué (bleu) + Milieu de transport M4RT (Remel) pour recherche de Virus par PCR , Chlamydiae pneumoniae, mycoplasme pneumoniae par culture ou PCR.

à la demande (CERBA)

Cerba ou plateforme
ARS

Remel M4RT

8 - MATERIEL DE TRANSPORT DES PRELEVEMENTS

- Petits sachets MINIGRIP 80x120mm
- Moyens sachets MINIGRIP 160x220mm
- Grands sachets MINIGRIP 220x320mm
- Sachets rouges doubles poches 200x300mm
- Sachets bleus doubles poches 200 x 300 mm

- Grands sacs blancs avec poignées (PE) 330x400mm

-
-
-
-
-

Pour pots
urines 24h ou
prélèvements
de grand
volume
(stéatorrhées,
etc...)

1 x 1000
1 x 1000
1 x 1000
1 x 1000
1 x 1000

1 x 50

LABELIANS
LABELIANS
LABELIANS
LABELIANS
LABELIANS

LABELIANS

MG812
MG1622
MG2232
SP2/13
SP2/06

ST424