



Notification obligatoire des traitements anticoagulants (héparine, AVK, AOD, ...)

ANALYSES	Tubes et quantité	Informations complémentaires	Conditions particulières de prélèvements	Conditions particulières de traitement	LABO	CODE SIL
Antithrombine III	1		Tube plein à apporter rapidement au laboratoire.	PPP * congelé à -20°C rapidement 2 aliquot de 0,5ml	CHU	3AT
ACC de type lupique	3	En cas de traitement par AVK, merci de prescrire un INR.		PPP * congelé à -20°C rapidement 3 aliquots de 1ml		3ACC
Protéine C		Dosage non réalisé si traitement par AVK, possible 3 semaines après arrêt AVK.		PPP * congelé à -20°C rapidement 2 aliquots de 0,5ml		3PC
Protéine S	1	Dosage non réalisé si traitement par AVK, possible 3 semaines après arrêt AVK. Dosage non réalisé au cours de la grossesse. A réaliser au moins 3 mois après l'accouchement et en dehors de toute contraception oestroprogestative.				3PS
Facteur V Leiden		Joindre impérativement les feuilles de "Consentement et de renseignements en vue de l'examen des caractéristiques génétiques"		SANG TOTAL à température ambiante NE PAS CENTRIFUGER même si acheminement <24H si transport >24h congeler le sang total		3F5L
Facteur II Prothrombine (mutation G20210A)	1		3F2L			
Ac anti-b2 glycoprotéine 1 (Ig G+ IgM) = β2GP1	1		Sérum à +4°C	CERBA	FAB2G	
Ac anti-cardiolipine (Ig G+ M)		FACAR				

* PPP = Plasma Pauvre en Plaquettes : double centrifugation selon le protocole en vigueur au laboratoire, avec décantation du plasma entre les 2 centrifugations.